

二箱型综合药品稳定性试验箱（上下结构）

Comprehensive Pharmaceutical Stability Test Chamber

使用范围：

- 上下二箱型综合高端版试验箱以科学的方法, 创造一个对药品失效评测所需的长时间的温度湿度环境, 适用于制药企业对药品及新药进行加速试验、长期试验、高湿试验、强光照射试验。
- 适用于各类制药企业、教学实验室以及药物研发实验室。

产品特点：

- 采用进口品牌优质部件, 保证长期连续运行, 性能稳定可靠。
- 专用触摸屏温湿度控制器, 大小可选, 控制稳定、操作方便、寿命长。
- 三级权限管理, 审计追踪功能, 保证数据的真实性、一致性、安全性。
- 进口品牌高精度温度、湿度传感器, 精度高、漂移小、无需维护。
- 独立限温报警系统, 超过限定温度仪器将停止运行。
- 两套进口品牌全封闭耐热型压缩机, R134a 环保制冷、低噪音、寿命长。
- 电热蒸汽式加湿器和外部循环供水系统, 延缓长菌问题, 避免二次交叉污染。
- 上下二箱设计, 大门带钥匙锁, 含可视观察窗, 防止无关人员开门影响试验。
- 标配嵌入式微型打印机, 可实时打印温湿度曲线和数据。
- 标配 USB 接口, 可导出控制器中电子记录数据, 备份存储。
- 标配以太网接口, 可联网通过计算机监控单台或多台仪器。
- 标配手机短信监控报警器, 一张手机卡可管理多台设备。
- 标配验证孔, 提供符合要求的 3Q 文件资料, 并提供专业的验证服务。
- 满足大输液等特殊药类 40℃/20%RH 和 25℃/40%RH 的低湿试验要求。
- 满足 FDA、ICH、JJF-2019 和国家药典相关试验要求。满足强光照射试验要求。
- 制造执行标准（技术条件）：参照 GB/T 10586-2025。



上下结构

主要配置：



技术参数：

型号	XI-2-150-T	XI-2-150G-T
容积（L）	150+150（上下结构）	150+150（上下结构、含光照）
温度范围	0~65℃（G:代表有光照 15~65℃）	
温度波动度	≤±0.5℃	
温度偏差	≤±1℃	
相对湿度范围	15~95%R.H	
相对湿度偏差	≤±3%R.H	
加湿方式	电热蒸汽式加湿器（外加湿，更节能；避免二次污染更方便维护保养）	
白光光源	N/A	10~8000LUX（可调）
紫外光源	N/A	80~200 μw/cm ² （可调）
工作环境温度	+5~40℃	
内胆材质	304 镜面不锈钢	
外壳材质	冷轧钢板喷塑	
安全装置	电源过载保护、独立工作室超温保护、压缩机过载、超压保护、缺水保护（每箱均分别独立保护）	
工作电源	AC220V±10% 50HZ	
安装功率（W）	2000	2200
载物板	2 层+2 层	3 层+1 层光照板
内部尺寸（mm）	上下结构 500X530X550	上下结构 500X530X550
外形尺寸（mm）	1000X690X1980	1000X690X1980

注：尺寸标注为 D*W*H（深*宽*高），以上参数在标准条件下测得；可提供计量部门第三方测试报告（选配）